



产品亮点

- [illegible]

产品参数

【Se】	● 1995年，日本科学家首次人工合成了具有活性的HIV-1逆转录酶 ● 1996年，美国科学家首次人工合成了具有活性的HIV-1逆转录酶
【蛋白质】	● 1958年，美国科学家首次人工合成了具有活性的HIV-1逆转录酶
【核酸】	● 1958年，美国科学家首次人工合成了具有活性的HIV-1逆转录酶
【酶】	● 1958年，美国科学家首次人工合成了具有活性的HIV-1逆转录酶
【氨基酸】	● 1958年，美国科学家首次人工合成了具有活性的HIV-1逆转录酶
【糖类】	● 1958年，美国科学家首次人工合成了具有活性的HIV-1逆转录酶

主板



- 基于Hi3861V100开发的WiFi
- Type-C型USB接口
- 内置2.4G WiFi天线
- 丰富的控制功能

通用底板



- 专用主板的插槽
- 配备多种传感器接口
- 具有丰富的接口说明，降低开发难度
- 拥有丰富的插槽、卡位、接口，提升开发自主性
- 板载锂电池接口
- 智能小车基础搭建方案

扩展板

 (图1: 50.00cm×35.00cm)	■ 显示器与测试人员保持适当距离 ■ 环境光线充足 ■ 避免操作者中途发生疲劳或身体不适
 (图2: 50.00cm×35.00cm)	■ 显示器亮度 ■ 显示器与测试人员保持适当距离，避免疲劳，避免发生身体不适
 (图3: 50.00cm×35.00cm)	■ 灯、显示器、显示器与测试人员保持适当距离 ■ 显示器亮度 ■ 显示器与测试人员保持适当距离 ■ 避免发生疲劳或身体不适
 (图4: 50.00cm×35.00cm)	■ 显示器与测试人员保持适当距离 ■ 显示器亮度 ■ 显示器与测试人员保持适当距离
 (图5: 50.00cm×35.00cm)	■ 避免发生疲劳或身体不适 ■ 显示器亮度 ■ 显示器与测试人员保持适当距离
 (图6: 50.00cm×35.00cm)	■ 避免发生疲劳或身体不适 ■ 显示器亮度 ■ 显示器与测试人员保持适当距离

应用场景



发货清单

[illegible]

购前提示

- 一、关于发票

 - ① 用一张发票可以报销下账，通常可以省去很多麻烦。
 - ② 发票由国税局统一印制并管理，按照一定的税率来征收，是税务机关依法征收税款的重要依据。
 - ③ 可以证明买卖关系，证明买卖货物和提供劳务（提供服务、提供服务场所）。
 - ④ 发票是税务机关用于2010版防伪系统中生成发票号码的（防伪系统生成发票号码用于防伪及开票控制）。
 - ⑤ 发票是税务机关用来征收税款的重要依据，也可以证明买卖货物和提供劳务。

二、关于发票

 - ① 发票的印制由国家税务总局确定，任何单位和个人不得私自印制发票。
 - ② 发票分为普通发票和专用发票，发票的第一联（发票联）是发票的记账凭证，也是会计核算的重要依据，也是税务机关用来征收税款的重要依据。
 - ③ 发票的开具应当遵守国家税务总局的有关规定。

功能特性

通过多块单板的组合可以实现智能回收站的开发案例，器件具备如下多种功能：

- **定位功能:** 通过GPS模块, 获取定位信息。
- **光照检测:** 通过光照传感器, 可识别出白天(有光)或是黑夜(无光)的状态。
- **人体红外:** 通过人体红外传感器, 可检测到收站附近是否有人存在。
- **倾斜检测:** 通过陀螺仪, 可判断回收站是直立或者倾斜状态。
- **深度检测:** 通过红外测距传感器, 可测出回收站内部的高度是否明显变高。